

فرایند اخذ کشت خون

دستور کتبی پزشک مبنی بر کشت گیری از خون

توضیح فرایند کار به بیمار

شستشوی دستان و پوشیدن دستکش

ضد عفونی کردن محل خونگیری با پنبه یا بتادین به صورت دورانی

30 تا 60 ثانیه صبر کنید تا الکل یا بتادین خشک شود.

وارد کردن سوزن به رگ جهت خونگیری (10 سی سی در بالغین و 2-6 سی سی در کودکان)

ضد عفونی نمودن درب شیشه کشت خون با بتادین

ریختن خون به آهستگی داخل شیشه و زدن بر چسب مشخصات و تاریخ جمع آوری روی شیشه

معدوم کردن سرنگ و سرسوزن

خارج کردن دستکش ها و شستن دستها

ثبت تاریخ، زمان نمونه گیری و درجه حرارت بیمار در روی شیشه نمونه